



Helianto
Farmacêutica

Cuidando de Gerações



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**
tratamento de feridas



DEBRIGEL® HIDROGEL AMORFO

Hidrogel transparente, elaborado com carboximetilcelulose (derivado da celulose), propilenoglicol e água purificada. **Indicado para hidratar feridas de qualquer etiologia e auxiliar no desbridamento.**

- Hidrata e protege o leito da ferida;
- Promove o ambiente úmido adequado;
- Auxilia no desbridamento autolítico e seletivo;
- Protege e estimula a formação de tecido de granulação;
- Reduz a dor por meio da hidratação das terminações nervosas.

Anvisa: Classe III 80225200017

Apresentações: 85g e 25g | Caixas com 24 e 50 unidades



DEBRIGEL ALG CA® HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO

Hidrogel transparente e viscoso, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio e sódio. **Indicado para hidratar feridas de qualquer etiologia e auxiliar no desbridamento.**

- Absorve o exsudato em feridas de média exsudação (equilíbrio da umidade);
- Hidrata e protege o leito da ferida;
- Possui ação hemostática;
- Excelente na manutenção da umidade;
- Auxilia no desbridamento autolítico e seletivo;
- Com adição de alginato.

Anvisa: Classe III 80225200009

Apresentações: 85g e 30g | Caixas com 24 e 50 unidades



DEBRIGEL PEC® HIDROGEL COM PECTINA

Hidrogel elaborado com carboximetilcelulose, pectina (tipo de fibra solúvel) e água purificada. **Indicado para hidratar feridas de qualquer etiologia e auxiliar no desbridamento.**

- Hidrata e protege o leito da ferida;
- Auxilia no desbridamento autolítico e seletivo;
- Estimula a formação de tecido de granulação;
- Alto poder de formação de gel, potencializando a umidade no leito da ferida;
- Com adição de pectina.

Anvisa: Classe III 80225200006

Apresentação: 30g | Caixa com 50 unidades



POLIHEXAM LÍQUIDO ®

SOLUÇÃO DE PHMB 0,1%

Solução de PHMB (Polihexanida), Cocoamidopropil Betaína 0,1% (betaína) e água purificada. Limpa, descontamina, controla a carga microbiana e o biofilme das feridas. **Indicado para limpeza de feridas.**

- Não citotóxico; não irritante;
- Previne e remove biofilme;
- Diminui odores desagradáveis;
- Promove limpeza e descontaminação dos tecidos sem fricção;
- Compatível com outros tipos de curativos industrializados.

Anvisa: Classe IV 80225200020

Apresentação: 350 ml e 100 ml | Caixa com 12 e 24 unidades



POLIHEXAM SOLUGEL ®

GEL DE PHMB 0,1%

Gel para limpeza, hidratação e descontaminação de feridas. Composto de PHMB 0,1% (polihexanida), Cocoamidopropil Betaína 0,1% (betaína), glicerina, hidroxietilcelulose e água purificada. **Indicado para limpeza, hidratação e descontaminação das feridas.**

- Hidrata o leito da ferida;
- Controle do biofilme;
- Diminui odores desagradáveis;
- Potente ação antimicrobiana por até 72h;
- Auxilia e promove o desbridamento seletivo;
- Acelera o processo de cicatrização;
- Não é citotóxico;
- Compatível com outros tipos de curativos industrializado;
- Hipoalergênico, diminuindo possíveis reações alérgicas. Previne e remove biofilme;

Anvisa: Classe IV 80225200022

Apresentação: 100 ml e 30 ml | Caixa com 24 unidades



POLIHEXAM PLUS LÍQUIDO ® SOLUÇÃO DE PHMB 0,2%

Solução de limpeza e descontaminação de feridas, composto com 0,2% de PHMB (Polihexanida) e Betaína (surfactante). Controla a carga microbiana e o biofilme das feridas agudas ou crônicas. Indicado para limpeza, descontaminação e umidificação do leito da ferida. Prepara o leito da ferida para receber curativo.

- Previne e remove biofilme;
- Promove limpeza e descontaminação dos tecidos;
- Simples e fácil de usar;
- Não citotóxico e não irritante;
- Baixo potencial alergênico;
- Diminui odores desagradáveis;
- Simples e fácil de usar;
- Compatível com outros tipos de curativos;
- Pode permanecer aberto até a data de vencimento.

Anvisa: Classe IV 80225200023

Apresentação: 350 ml e 100 ml | Caixa com 12 e 24 unidades



POLIHEXAM PLUS GEL ® GEL DE PHMB 0,2%

Gel para limpeza, hidratação e descontaminação de feridas, composto com 0,2% de PHMB (Polihexanida) e Betaína (surfactante). Controla a carga microbiana e o biofilme das feridas agudas ou crônicas, promove umidade e auxilia no desbridamento autolítico.

- Hidrata o leito da ferida;
- Previne e remove biofilme;
- Diminui odores desagradáveis;
- Potente ação antimicrobiana por até 72h
- Auxilia e promove o desbridamento seletivo;
- Acelera o processo de cicatrização;
- Não citotóxico e não irritante;
- Compatível com outros tipos de curativos;
- Baixo potencial alergênico;
- Pode permanecer aberto até a data de vencimento.

Anvisa: Classe IV 80225200024

Apresentação: 100 g e 30 g | Caixas com 24 e 50 unidades



POLYUMECTA®

CREME DE PHMB E AGE

Creme dermatológico (não iônico) composto de PHMB 0,1% e AGE. Indicado para hidratação, promovendo o meio úmido adequado e controlando a carga microbiana em todos os tipos de feridas, inclusive queimaduras.

- Hidrata o leito da ferida;
- Estimula a criação de novos vasos sanguíneos e proliferação celular;
- Acelera a cicatrização;
- Auxilia no desbridamento autolítico;
- Potente ação antimicrobiana por até 72h;
- Biocompatível;

Anvisa: Classe IV 80225200028

Apresentação: 85 g | Caixa com 24 unidades



POLIHEXAM PEC®

GEL DE PHMB E PECTINA

Hidrogel para limpeza, hidratação e descontaminação de feridas. Composto de PHMB 0,1% e hidrocolóides naturais (pectina e celulose) para potencializar a hidratação e acelerar a cicatrização. Indicado para todos os tipos de feridas, principalmente as contaminadas e infectadas.

- Promove hidratação prolongada do leito da ferida;
- Favorece e acelera a cicatrização;
- Potente ação antimicrobiana por até 72h;
- Previne e controla o biofilme;
- Auxilia no desbridamento autolítico;
- Não apresenta resistência bacteriana.

Anvisa: Classe IV 80225200011

Apresentação: 100 g e 30 g | Caixa com 24 e 50 unidades



AGE DERM COMPRESS®

MALHA NÃO ADERENTE COM AGE

Curativo de Malha Não Aderente que protege e previne a aderência da cobertura ao leito da ferida, minimizando a dor e o trauma na sua remoção. Impregnado com ácidos graxos essenciais e enriquecido com vitaminas A e E. **Indicado na proteção, hidratação de feridas e curativos atraumáticos.**

- Malha de algodão e poliéster;
- Recortável no tamanho da ferida sem desfilar ou rasgar;
- Estimula e acelera a cicatrização;
- Contém ácidos graxos essenciais (AGE);
- Cobertura primária ou secundária;

Anvisa: Classe III 80225200005

Dimensões: 7,5 cm x 7,5 cm (4 dobras) ou 7,5 cm x 30 cm (tamanho máximo)
Sachê com 1 unidade | Caixas com 200 unidades



PETROLATUM COMPRESS®

MALHA NÃO ADERENTE COM PETROLATO E LANOLINA

Curativo de Malha Não Aderente que protege e previne a aderência da cobertura ao leito da ferida, minimizando dor e trauma na sua remoção. Impregnado com emulsão umectante à base de Petrolato e Lanolina. **Indicado na proteção, hidratação de feridas e curativos atraumáticos.**

- Recortável no tamanho da ferida sem desfilar ou rasgar;
- Cobertura primária ou secundária;
- Estimula e acelera a cicatrização;
- Contém Petrolato e Lanolina.

Anvisa: Classe III 80225200016

Dimensão: 7,5 cm x 7,5 cm (4 dobras) e 7,6 cm x 20,3 cm
Sachê com 1 unidade | Caixas com 200 unidades



POLYUMECTA COMPRESS®

MALHA NÃO ADERENTE COM PHMB E AGE

Curativo de Malha Não Aderente que protege e previne a aderência da cobertura ao leito da ferida, minimizando dor e trauma na sua remoção. Impregnado com creme de PHMB 0,1% e AGE. **Indicado na proteção, hidratação e descontaminação em todos os tipos de feridas.**

- Malha de algodão e poliéster, recortável no tamanho da ferida sem desfilar ou rasgar;
- Potente ação antimicrobiana por até 72 horas;
- Acelera o processo de cicatrização e auxilia no desbridamento seletivo;
- Estimula a criação de novos vasos sanguíneos e proliferação celular.

Anvisa: Classe IV 80225200030

Dimensões: 10,2 cm x 6 m e 7,5 cm x 20,3 cm

Cartucho ou Sachê com 1 unidade | Caixas com 24 ou 200 unidades



UNNAFLEX® BANDAGEM BOTA DE UNNA

Bota de Unna para terapia de contenção, composta por malha de poliéster e algodão, impregnada com óxido de zinco, glicerina, petrolato branco, óleo de castor e gomas. **Indicado no tratamento de úlceras venosas e linfedemas.**

- Bandagem de algodão e poliéster;
- Impregnação uniforme, mantendo-se úmida por 7 dias;
- Favorece a drenagem e o retorno venoso;
- Molda-se facilmente aos contornos da perna;
- Acelera e beneficia a cicatrização;

Anvisa: Classe IV 80225200004

Dimensões: 10,2 cm x 9,14 m | Cartucho com 1 unidade | Caixa com 24 unidades



POLIHEXAM UMECTA® BANDAGEM COM PHMB E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)

Bandagem impregnada com creme hidratante não iônico à base de ácidos graxos poliinsaturados (óleo de girassol) e PHMB 0,1% (polihexanida). **Indicado no tratamento de úlceras venosas e linfedemas.**

- Bandagem de algodão e poliéster;
- Molda-se facilmente aos contornos da perna;
- Não aderente, dispensando cobertura primária na ferida;
- Hidrata e estimula a criação de novos vasos sanguíneos e proliferação celular;
- Potente ação antimicrobiana;
- Acelera e beneficia a cicatrização;

Anvisa: Classe IV 80225200018

Dimensões: 10,2 cm x 9,14 m | Cartucho com 1 unidade | Caixa com 24 unidades



Helianto

Farmacêutica



www.heliantofarmaceutica.com.br

/heliantofarmaceutica

17 3302.1600 17 99278.1856

comercial@heliantofarmaceutica.com.br

Av. José Abbas Casseb, 135, Dist. Ind. Dr. Ulysses da Silveira Guimarães
CEP. 15092-606 - São José do Rio Preto - SP